



Catalogue IMMED

Supports image pour vidéo-reprographes de marque SONY

<http://www.immed.net>

SOMMAIRE

[Cliquez pour suivre le lien](#)

Supports image pour vidéo-reprographes de marque SONY :

Présentation générale	3
Consommables type UPC-21L, UPC21S	4
Consommables type UPC-R80MD	5
Consommables type UPP-110S, UPP-110HD, UPP-110HA, UPP-110HG	6
Consommables type UPP-210HD, UPP210SE	7
Consommables type UPT-210BL	8



- ▲ IMMED propose une large gamme de papiers thermiques pour les marques :

SONY : Papiers originaux

SONY

DURICO : Papiers compatibles



- ▲ Les consommables compatibles DURICO s'utilisent de la même façon que les consommables d'origine SONY. Ils sont uniquement disponibles sur les références papiers Noir et Blanc.
- ▲ Pour choisir la qualité adaptée à vos impressions vous pouvez suivre les codes suivants : Standard (S), Haute Densité (HD), Densité supérieure (HA), Haute Brillance (HG), Monochrome standard (SE), Bleuté (BL)
- ▲ Si vous deviez constater des différences au niveau de l'impression avec les papiers compatibles il est recommandé d'ajuster les réglages de Contraste et de Brillance sur les imprimantes médicales SONY.

Papiers de la marque SONY



Type de papier	Réf. IMMED	Conditionnement
SONY UPC-21L 144 X 100 mm	I144	1
SONY UPC-21S 100 X 90 mm	I143	1

Informations produit :

- Papier thermique format A6 couleur
- Contenu du pack UPC-21L : 200 feuilles, 4 rouleaux encres
- Contenu du pack UPC-21S : 240 feuilles, 3 rouleaux encres
- Utilisation : Colonnes vidéo BLOC, Echographe
- Pour imprimantes : UP-20MD / UP-21MD / UP-D21MD / UP-D23MD / UP-D25MD / UP-25MD

Papiers de la marque SONY



Type de papier

Réf. IMMED

Conditionnement

SONY UPC-R80MD
210 mm X 16 m

1155

4

Informations produit :

- Papier thermique laminé format A6 couleur
- Contenu du pack UPC-R80MD : Rouleaux de papier pour 50 impressions X2
- Utilisation : Colonnes vidéo BLOC, Ophtalmologie
- Pour imprimantes : UP-DR80MD

Papiers de la marque SONY



Type de papier	Réf. IMMED	Conditionnement
SONY UPP110S 110 mm x 20 m	I101	5
SONY UPP110HD 110 mm X 20 m	I03	5
SONY UPP110HG 110 mm X 18 m	I33	5
SONY UPP-110HA 110 mm X 18 m	I102	10

Informations produit :

- Papier thermique format A6 Noir et Blanc
- Qualité : Standard (S), Haute Densité (HD), Densité supérieure (HA), Haute Brilliance (HG)
- Contenu du pack : Rouleaux de papier pour 200 impressions X5 ou X10
- Utilisation : Echographe, Dentaire
- Pour imprimantes : UP-X898MD / D898MD / 897MD / D897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860

Papiers de la marque DURICO



Type de papier	Réf. IMMED	Conditionnement
DURICO ULSTAR-1100S 110 mm x 20 m	I606	5
DURICO ULSTAR-1100HD matt 110 mm X 20 m	I607	5
DURICO ULSTAR-1100HG 110 mm X 18 m	I611	5
SONY UPP-110HA 110 mm X 18 m	I102	10

Informations produit :

- Papier thermique format A6 Noir et Blanc
- Qualité : Standard (S), Haute Densité (HD), Densité supérieure (HA), Haute Brilliance (HG)
- Contenu du pack : Rouleaux de papier pour 200 impressions X5 ou X10
- Utilisation : Echographe, Dentaire
- Pour imprimantes : UP-X898MD / D898MD / 897MD / D897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860

Papiers de la marque SONY



Type de papier	Réf. IMMED	Conditionnement
DURICO ULSTAR-2100HD 144 X 100 mm	I107	5
SONY UPP-210SE 210 mm X 25 m	I106	5

Informations produit :

- Papier thermique Noir et Blanc
- Qualité : Haute Densité (HD), Monochrome standard (SE)
- Contenu du pack : Rouleaux de papier pour 140 impressions X5
- Utilisation : Amplificateur de brillance type C-Arm, Echographe
- Pour imprimantes : UP-991AD / 990AD / 980AD / 971AD / 970AD / 960AD / 930AD / 910AD

Papiers de la marque DURICO



Type de papier	Réf. IMMED	Conditionnement
DURICO ULSTAR-2100HD 144 X 100 mm	1609	5
SONY UPP-210SE 210 mm X 25 m	1106	5

Informations produit :

- Papier thermique Noir et Blanc
- Qualité : Haute Densité (HD), Monochrome standard (SE)
- Contenu du pack : Rouleaux de papier pour 140 impressions X5
- Utilisation : Amplificateur de brillance type C-Arm, Echographe
- Pour imprimantes : UP-991AD / 990AD / 980AD / 971AD / 970AD / 960AD / 930AD / 910AD

Papiers de la marque SONY



Type de papier

Réf. IMMED

Conditionnement

SONY UPT-210BL
210 mm X 12,5 m

1108

5

Informations produit :

- Film thermique bleuté transparent
- Contenu du pack : Rouleaux de papier pour 42 impressions
- Utilisation : Amplificateur de brillance type C-Arm, Echographe
- Pour imprimantes : UP-990AD / UP-991AD