

MEDI CAPTURE

Pour enregistrer facilement
vos séquences vidéo HD



MediCap® USB300

Le MediCap USB300 est l'enregistreur haute définition le plus convivial du secteur médical. Vous pouvez enregistrer vos séquences vidéo HD directement sur une clé USB ou stocker plusieurs jours de vidéo sur le disque dur interne.¹ Le MediCap USB300 vous permet d'enregistrer facilement vos vidéos HD tout en évitant les complications occasionnées par les disques DVD.



HD

H.264
MPEG-4

Enregistreur vidéo HD

Le MediCap USB300 enregistre des images et des séquences vidéo provenant d'endoscopes, de caméras de chirurgie ou d'échographes directement sur une clé USB ou sur le disque dur interne accessible en réseau.

Convivial

Le MediCap USB300 est si convivial que vous n'aurez pas besoin de longue notice d'utilisation. Vous enregistrerez vos séquences vidéos quelques minutes seulement après l'avoir déballé.

De qualité médicale

Le MediCap USB300, grâce à son boîtier métallique robuste et sa face avant en plastique résistant aux fluides, est conçu pour résister aux rigueurs de la salle d'opération et est tellement compact qu'il se loge sur tout chariot médical.

¹ accessible en connexion réseau

Plus Produit

Polyvalent - Convivial - Evolutif



Disque dur interne

Idéal pour conserver plusieurs jours de séquences vidéo (accessible en connexion réseau)



Clavier

Entrez les données du patient pour le classement des photos et des séquences vidéo (non fourni)



Connexion réseau

Transformez votre MediCap USB300 en disque dur accessible en réseau



Pédale

Utilisez le déclencheur de votre endoscope ou connectez une pédale (en option)



Également disponible...



MediCap® USB200

L'enregistreur vidéo de référence du secteur médical pour des vidéos et images en définition standard. Le meilleur compromis qualité/prix.

MediCapture® Inc., 580 W. Germantown Pike, Plymouth Meeting, PA 19462, USA
Téléphone: +1 (503) 445-6935 © 2010 MediCapture Inc. USB300-DS01-FR-100905-MC



Caractéristiques techniques

MediCap® USB300¹

Type d'appareil	Enregistreur vidéo médical HD Enregistre des séquences vidéo et images fixes haute définition provenant de sources vidéo médicales sur un disque dur interne ou une clé USB externe.
Boîtier	Boîtier métallique robuste avec face avant en plastique résistant aux chocs
Écran LCD	2,5 pouces couleur (pour confirmation vidéo uniquement, pas pour le diagnostic)
Face avant	Membrane étanche résistant aux liquides
Entrée vidéo	DVI (RGB via adaptateur), HD SDI, S-Video, Composite
Sortie vidéo	DVI (RGB, VGA via adaptateur)
Format vidéo	H.264 / MPEG4 (1080, 720, NTSC, PAL)
Formats d'image	JPG, BMP
Réseau	RJ45 10/100/1000 Ethernet
Stockage interne	Disque dur interne, 320Go (pour les systèmes en réseau uniquement ²)
Stockage externe	Clé USB ou disque dur USB
Support USB	USB2.0 haute vitesse, 1 connecteur avant, 2 connecteurs arrière
Pédale/ Déclencheur	Mini prises 3,5 mm (une pour l'enregistrement des images fixes et l'autre pour les clips vidéo)
Mécanique	Taille : 240 x 211 x 63 mm Poids : 1,8 kg
Environnement	Fonctionnement : entre -20° et +40° C Entreposage : entre -40° et +85° C
Alimentation	AC 100-240V 50/60Hz 25W Prise secteur à 3 broches
Certificats	CE 93/42/EEC UL 60601-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 CSA C22.2 No.601.1, E 306417 FCC Part 15, FDA Class 1, RoHS, PSE
Contenu de l'ensemble	MediCap USB300, Clé USB, Câbles vidéo, Cordon d'alimentation, Guide d'utilisation

¹ Sous réserve de modifications.

² Fonctionnalité uniquement activée lorsque le MediCap USB300 est en réseau. Pour les systèmes non connectés à un réseau, l'enregistrement est autorisé sur un disque dur externe USB ou une clé USB.

MEDI CAPTURE

medicapture.com