

EDAN



H100N

Oxymètre de pouls

Equipé de la technologie de Nellcor OxiMax, le H100N est conçu pour les services aigus dans les établissements de santé.

Paramètres mesurés: Nellcor OxiMax™ SpO₂ + Pouls + TEMP



300 h
Mémoire SpO₂

100
ID Patient



H100

SpO ₂	98%
TEMP	36.8 °C
PR	70 bpm
18:30	ADV ID:100

EDAN



Care for Health

H100N

Oxymètre de pouls

- Technologie de Nellcor OxiMax™
- Ecran LCD retro-éclairé
- Double mode de travail: surveillance & spot-check
- Affichage simultané de la valeur et de la courbe de la SpO₂
- Tendence historique
- Modulation des bips de la SpO₂ (Pitch Tone)
- Alarme sonore et visuelle avec les seuils réglables
- Grande mémoire interne jusqu'à 300 heures de données
- Logiciel pour la gestion des données dans le PC
- 4 piles AA avec l'autonomie jusqu'à 48 heures
- Chargeur et batterie rechargeable en option, avec l'autonomie jusqu'à 30 heures
- Coupure automatique pour l'économie de l'énergie



Caractéristiques



Conception unique du capteur



Support au lit



Chargeur de la batterie



Sacoche de transport

EDAN
Edan Instruments, Inc.

■ Edan Headquarters: 3/F-B Nanshan Medical Equipments Park, Nanhai Rd 1019#, shekou, Nanshan, Shenzhen, 518067 P.R. China ■ E-mail: info@edan.com.cn

■ Tel +86-755-26898326 ■ Fax +86-755-26898330 ■ www.edan.com.cn

■ Tous droits réservés. Les caractéristiques et spécifications sont sujets à changement sans préavis.



Distribué par

■ IMMED EUROPE - Parc d'activité de la Broye - 59710 ENNEVELIN - FRANCE
■ Tél : +33 3 28 55 02 55 ■ Fax : +33 3 28 55 02 58

■ IMMED BENELUX - Avenue Winston Churchill 192A - 1180 BRUXELLES - BELGIUM
■ Tél : +32 2 381 15 55 ■ Fax : +32 2 381 15 61



CE 0123

ENG-PM-H100N-V1.0-20141125