

EDAN



M3

Moniteur de signes vitaux

Le moniteur M3 est un appareil solide et efficace. Il répond aux besoins des services divers tels que la consultation, l'urgence et l'hospitalisation.



Design portatif



Quick Temp Covidien



Thermomètre tympanique à infrarouge

30,000

mesures de PNI
mémorisées

72 h

tendance
mémorisée

800

alarmes
mémorisées



Outpatient



Transport



Ward

Care for Health

M3

Vital Signs Monitor

- Ecran 5.6 pouces TFT-LCD couleurs de haute résolution
- Conception légère et portable
- Interface facile à maîtriser
- Configuration flexible pour répondre aux besoins différents
- Modes de prise de la tension: automatique, manuel, continu, moyenne
- Mesure en temps réel et affichage de la tendance
- Batterie Li-ion rechargeable avec 8 hrs d'autonomie
- Compatible clé USB
- Communication bi-directionnelle avec la central MFM-CMS
- Logiciel PC PatientCare Viewer pour la gestion des données des patients
- Réseau filaire et sans fil (Wi-Fi)
- Adapté à tous types de patients: adultes, enfants et nouveau-nés

Connexion au réseau



Solutions de montage



Support mural



Pied roulant



Support au lit

Spécification

Configuration	SpO ₂	PNI	Quick Temp Covidien	Thermomètre tympanique infra-rouge
M3(SpO ₂ seul)	✓	—	—	—
M3(PNI seul)	—	✓	—	—
M3 (SpO ₂ +NIBP)	✓	✓	—	—
M3 (PNI + Quick Temp)	—	✓	✓	—
M3 (PNI + Thermomètre Tympanique)	—	✓	—	✓
M3 (SpO ₂ +PNI+ Quick Temp)	✓	✓	✓	—
M3 (SpO ₂ +PNI+ Thermomètre tympanique)	✓	✓	—	✓

EDAN
Edan Instruments, Inc.

■ Edan Headquarters: 3/F-B Nanshan Medical Equipments Park, Nanhai Rd 1019#, shekou, Nanshan, Shenzhen, 518067 P.R. China ■ E-mail: info@edan.com.cn

■ Tel +86-755-26898326 ■ Fax +86-755-26898330 ■ www.edan.com.cn

■ Tous droits réservés. Les caractéristiques et spécifications sont sujets à changement sans préavis.



Distribué par

■ IMMED EUROPE - Parc d'activité de la Broye - 59710 ENNEVELIN - FRANCE
■ Tél : +33 3 28 55 02 55 ■ Fax : +33 3 28 55 02 58

■ IMMED BENELUX - Avenue Winston Churchill 192A - 1180 BRUXELLES - BELGIUM
■ Tél : +32 2 381 15 55 ■ Fax : +32 2 381 15 61



CE 0123

FRE-PM-M3-V1.0-20141125